


Armadi da laboratorio

Armadio da laboratorio

Impiego

- Per lo stoccaggio di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
- Non omologato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o autodecomponibili
- Non omologato per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura



Armadi da laboratorio

Armadio da laboratorio


Varianti



Armadi da laboratorio

Armadio da laboratorio

Mobili prodotto



Armadi da laboratorio

Armadio da laboratorio

Dati tecnici

Dimensioni				
Larghezza [mm]	450	600	900	1200
Profondità [mm]			350	550
Altezza complessiva [mm]			2090	
Altezza zoccolo [mm]			110	

Portata	
Per ogni ripiano [kg]	30

Caratteristiche di esecuzione	
Costruzione	Ante a soffietto con cerniere 270° Ripiani, regolabili in altezza Cassetti completamente estraibili 4 piedini regolabili
Possibilità di combinazioni	Vedi varianti Cassetti solo per la profondità 550 mm
Impugnatura	Maniglia <i>SCALA</i> Maniglia d'acciaio inox
Ripiani, estraibili	Opzionale (per profondità armadio di 550 mm)
Cassetti	Opzionale (per profondità armadio di 550 mm)
Smorzatore per cassetti	Opzionale
Attacco per impianto di estrazione	Opzionale
Chiusura	Opzionale


Armadi da laboratorio

Armadio pronto soccorso

Impiego

- Per lo stoccaggio di materiali di protezione e salvataggio (estintore, valigetta pronto soccorso ecc.)
- Non omologato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o autodecomponibili
- Non omologato per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura



Dati tecnici

Dimensioni	
Larghezza [mm]	600
Profondità [mm]	350 550
Altezza complessiva [mm]	2090
Altezza zoccolo [mm]	110

Caratteristiche di esecuzione	
Costruzione	Anta a soffietto con cerniere 270° 4 ripiani, regolabili in altezza 4 piedini regolabili
Caratteristiche	Valigetta di pronto soccorso Estintore, 5 kg Cassette di sabbia Paletta per sabbia Coperte estinguenti